



BIOMED

Zur Unterstützung der neuen Anforderungen der RiLiBÄK (Version vom 23.11.2007) bieten wir auch kleineren Labors jetzt die Möglichkeit auf kostengünstige Weise die Qualitätssicherung im Labor zu dokumentieren.

Software zur laborinternen Qualitätssicherung

Die Eigenschaften in Kürze:

Excel Anwendung mit einfacher Bedienung

Dropdownliste mit allen RiLiBÄK Parametern und Grenzwerten

Automatische Berechnung der Spalte 3

Grenzwerte

Automatische Erkennung Datum und Uhrzeit

Automatische Berechnung der laborinternen

Fehlergrenze für „nicht-RiLiBÄK“ Parameter

Übersichtliche Darstellung aller relevanten

Angaben auf der QC

Monatsweise Eingabe und Darstellung

Systemanforderung: Windows Office Excel ab Version 2000

